

BOUTEILLE PRESENCE

Le conditionnement “en toute sécurité” de vos gaz médicaux



Une gamme qui s'élargit : nouvelle bouteille B11

Conçue pour faciliter l'administration...

- Détendeur-débitmètre intégré et ergonomique
- Ouverture détendeur ¼ tour
- Sorties gaz, réglage débit et lecture en face avant
- Large gamme de débits (1 à 15 litres/minute)
- Bouteille prête à l'emploi

... et fiabiliser l'usage médical

- Affichage permanent de la pression résiduelle
- Ouverture du détendeur et débitmètre sécurisée

En toutes situations : à l'hôpital ou en interventions d'urgence

- 2 sorties gaz : olive ou prise crantée
- Poignée de transport ergonomique
- Dispositif d'accrochage intégré (lit ou brancard)

www.airliquidesante.fr

NOUVELLE BOUTEILLE B11 LITRES

Une gamme qui s'élargit pour une **optimisation de votre budget**

- > Capacité **inédite** de 2,3m³*
- > Bouteille compacte : pour une **stabilité améliorée** et une **ergonomie facilitée**
- > **Sécurité** : la bouteille est équipée d'un robinet détenteur-débitmètre intégré (RDI)



2L

5L

11L

15L

CARACTÉRISTIQUES

- > Affichage de la pression disponible robinet fermé
- > Sortie Olive : débit continu réglable
- > Sortie prise crantée normalisée réglée à 4,2 bar
- > Robinet à pression résiduelle supprimant tout risque de rétropollution
- > Débitmètre à orifices calibrés - débits pré-réglés : 0 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 litres/minute
- > Soupape de sécurité tarée à 5 bar
- > Chapeau de protection des organes de détente-débitmétrie
- > Stabilité en position couchée
- > Poignée de transport ergonomique accessible par l'avant et par l'arrière de la bouteille

UNE GAMME COMPLÈTE

Bouteilles PRESENCE	B2	B5	B11	B15
Volume	2 L	5 L	11 L	15 L
Capacité*	0,42 m ³	1,06 m ³	2,3 m³	3,2 m ³
Poids moyen de la bouteille pleine (kg)	5,8	9	15,7	17,3
Diamètre (cm)	12	14	18,4	19
Hauteur avec chapeau (cm)	48	65,6	85	104

* Volume gaz donné pour de l'oxygène médical, 1 Bar, 15°C.

Les **+**

d'AIR LIQUIDE Santé FRANCE

STELIO™



STELIO™ est une solution informatique de **traçabilité et de gestion** de vos bouteilles, accessible par Internet via votre portail VISUAL Santé.



Opereule de garantie de la bouteille **PRESENCE**

→ Cet opercule orange vous garantit d'être le premier utilisateur de la bouteille.

AIR LIQUIDE
Santé

AIR LIQUIDE Santé FRANCE - Tour Ariane - 5, Place de la Pyramide Paris La Défense 9 - 92800 Puteaux
Tél. : +33(0) 1 44 11 00 00 - Fax : +33(0) 1 44 11 00 90 - Contacts régionaux disponibles sur www.airliquidesante.fr