

Gamme **EASYCLIC**

Débitmètres à barillet **SELECTAFLO**

Intuitif et clair

- Préhension naturelle même avec des gants
- Lecture à distance du gaz et du débit délivré

Doux

- Finition lisse et soignée
- Olive profilée et sûre

Une robustesse inégalée

- Résistance aux chocs
- Coque traitée anti-UV

Maintenance simplifiée

- Absence de maintenance préventive

Dispositif marqué CE médical conformément à la Directive Européenne 93/42 Classe II A

**Nouveauté !
2011**

Equipé du raccord
EASYCLIC



Référence	Gaz délivré	Débit maximum	Plages de débit (L/min)
149877	Oxygène	3 L/min	0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3
149878	Oxygène	7 L/min	0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 7
149879	Oxygène	15 L/min	0 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15
Nous consulter	Oxygène	50 L/min	0 / 1 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 20 / 30 / 50
149880	Air médical	3 L/min	0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3
149881	Air médical	7 L/min	0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 7
149952	Air médical	15 L/min	0 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15
Nous consulter	Air médical	50 L/min	0 / 1 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 20 / 30 / 50
109701	Répartiteur de débit 2 voies		
34380	Olive de sortie 12x125 (Sachet de 10)		
34379	Olive de sortie 9/16 (Sachet de 10)		

SELECTAFLO est livré systématiquement avec son olive (12x125) de sortie